






Filtración por membrana

Filtración por membrana con:



Microculture-Test es una propiedad industrial de D Q Microbiología Laboratorios y ha crecido exponencialmente en la industria de Farmacéutica y de Alimentos y Bebidas.





Filtración por membrana. Placa de 60x15mm.

Código	Descripción	Presentación
2126	Agar m-Green 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de hongos y levaduras de interés sanitario, por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2129	Agar TGE 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos mesofílicos aerobios por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2134	Agar ENDO 60x15 mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos totales (fecales y de vida libre) por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2153	Agar Cetrimida 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para la identificación e <i>Pseudomona aeruginosa</i> , por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2130	Agar Suero de Naranja 60x15mm, pH=4.0, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el conteo de microorganismos acidúricos presentes en productos cítricos, por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2137	Agar PRY 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST*, (Medio de cultivo para el recuento de Levaduras resistentes a conservadores, por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2132	Agar Tergitol 7 60x15mm, marca MICROCULTURE TEST, (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos totales (fecales y de vida libre) por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2142	Agar Cromogénico 60x15mm, marca MICROCULTURE TEST* (Para a identificación de <i>E. coli</i> y otro coliformes (MIC).	Caja con 50
2145	Agar MRS 60x15mm, marca MICROCULTURE TEST*, (Medio de cultivo para el aislamiento de bacterias ácido lácticas por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2150	Agar Métodos Estándar (Agar PCA) sin glucosa , 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de bacterias presentes en agua por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50





Filtración por membrana. Placa de 60x15 y medio preparado en ampolletas de 3ml.

Código	Descripción	Presentación
2152	Agar Soya Trypticaseína 60x15mm, marca MICRO CULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos mesofílicos aerobios por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2160	Agar Cetrimida con Ac. nalidixico , 60x15mm, marca MICRO CULTURE TEST, (Medio de cultivo diferencial para la identificación <i>P. aeruginosa</i> por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2164	Agar Triptosa Sulfito Ciclosetrina , 60x15mm, marca MICRO CULTURE TEST, (Medio de cultivo para la identificación de bacterias reductoras de sulfato a sulfito <i>Clostridium perfringens</i>).	Caja con 50
2146	Agar Slanetz Bartley , 60x15mm, marca MICRO CULTURE TEST, (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos <i>Enterococcus faecalis</i> en agua por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2158	Agar Métodos Estándar 60x15mm (Cuenta Estándar, Agar Cuenta en placa o TGE) con glucosa, marca MICRO CULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento en placa de bacterias presentes en alimentos y agua por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2126-A	Medio de cultivo Caldo m- Green , frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2129-A	Caldo TGE frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2134-A	Caldo ENDO frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2153-A	Caldo Cetrimida frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2154-A	Caldo m-FC frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50





Filtración por membrana. Medios preparados en ampollitas, membranas de filtración y accesorios.

Código	Descripción	Presentación
2155-A	Caldo Suero de naranja (Ph=4) frasco ampollita 3 ml, MICROCULTURE TEST, Cat:, caja con 50 ampollitas.	Con 50
1910-A	Caldo PRY frasco ampollita 3 ml, MICROCULTURE TEST, Cat:, caja con 50 ampollitas.	Con 50
2160-A	Caldo Cetrimida con Ac. nalidixico , frasco ampollita, marca MICROCULTURE TEST, Cat:2160-A , caja con 50 piezas. <i>(Medio de cultivo diferencial para la identificación P. aeruginosa por la técnica de filtración por membrana).</i>	Con 50
2150-A	Caldo Métodos Estándar frasco ampollita sin glucosa, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , Cat: 2150-A, caja con 50 piezas <i>(Medio de cultivo para el recuento de bacterias presentes en agua por la técnica de filtración por membrana).</i>	Con 50
2142-A	Caldo Cromogénico para a identificación de E. coli y otro coliformes (MIC), frasco ampollita de 3ml,caja con 50 pz.	Con 50
MEB045-04	Membrana de nitrato de celulosa, blanca, estéril, cuadro negro, 0.45um poro, 47mm de diámetro Ø. Marca Microculture-Test.	Caja con 100
MEN080-05	Membrana de nitrato de celulosa, negra, estéril, cuadro blanco, 0.80um poro, 47mm de diámetro Ø. Marca Microculture-Test.	Caja con 100
MFS501030	Unidad de filtración de polisulfona, con baso de 300ml con tapa para membrana de 47mm.	1 Pieza
MFS353100	Manifold de acero inoxidable de 3 plazas simultaneas.	1 pieza
S/C	Unidad esterilizadora de microondas, certificado, 1.5 pies cúbicos, voltaje 120V, 60HZ, 1650 watts, pieza.	1 Equipo
VAR08901-08921	Kit de Guayacol, medio YSG, COSMO BIO, (Para detección de microorganismos, acido-resistentes y termo resistentes).	1Kit



¡Gracias!

Jorge Luis Loza Mauricio.
Gerente Nacional de Ventas.
Movil: 59 5122 6021
Mail: jorge_loza@dq.com.mx

Sitio web: <https://dqmicrobiologia.com/>

