

Bovine & Biology S.A. de C.V.



Empresa mexicana dedicada a la producción y venta de materia prima proveniente de bovinos, apegados siempre a los estándares de calidad e inocuidad internacional cumpliendo con la normatividad nacional e internacional.




¿Para qué sirve el FBS?

Durante décadas, el suero fetal bovino (FBS) ha sido un aditivo establecido en los medios de cultivo celular. Sus propiedades únicas de promoción del crecimiento lo convierten en un ingrediente valioso y esencial para el cultivo de una amplia variedad de tipos de células. El FBS es una mezcla compleja de proteínas, factores de crecimiento y muchos otros componentes



BOVINE
Sera Media



BIOLOGY
Raw Supplier

¿Por qué elegir el FBS MX Origin?

El FBS de origen mexicano es considerado altamente calificado y seguro, ya que México por la región en donde se encuentra es considerado un país seguro y libre de múltiples enfermedades, de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) antes OIE.



¿Porque elegir el FBS de B-bio?

SERUM FOR SCIENCE® Nuestro FBS CLASSICAL es seleccionado para tener niveles de hemoglobina y endotoxina estándar, y así ofrecerle al cliente un producto que funcione con su proyecto, además de tener un costo mas accesible lo que le permitirá al investigador realizar mas investigaciones.



Libre de EEB



Libre de FIEBRE AFTOSA



Suero Fetal Bovino CLASSICAL

El FBS CLASSICAL es idóneo para aquellas líneas celulares que no requieren niveles tan bajos de hemoglobina y endotoxina, al tener un precio más accesibles que el suero PREMIUM, puede ser la alternativa perfecta. Nuestro producto está probado para las siguientes líneas celulares:

- ✓ MCF7
- ✓ PC3
- ✓ COS7
- ✓ HECK293
- ✓ CHO
- ✓ HeLa
- ✓ MDBK
- ✓ VERO


Cat. FBSA500



- ✓ Mycoplasma Tested
- ✓ VBDV Tested
- ✓ Blue Tongue Virus Tested
- ✓ ≤ 10 GGT mg/dL
- ✓ ≤ 25 Hemoglobin mg/dL
- ✓ ≤ 10 EU/mL
- ✓ Sterility Tested
- ✓ Biochemical panel



BOVINE
Sera Media



BIOLOGY
Raw Supplier

Suero Fetal Bovino PREMIUM

El FBS PREMIUM se caracteriza por tener los niveles mas bajos de Hemoglobina y Endotoxina, por lo cual lo hace ideal para líneas celulares que requieres especificaciones más estrictas. Nuestro producto esta validado para las siguientes líneas celulares:

- ✓ MCF7
- ✓ PC3
- ✓ COS7
- ✓ HECK293
- ✓ CHO
- ✓ HeLa
- ✓ MDBK
- ✓ VERO

Cat. FBSP500



- ✓ Mycoplasma Tested
- ✓ VBDV Tested
- ✓ Blue Tongue Virus Tested
- ✓ ≤ 10 GGT mg/dL
- ✓ ≤ 15 Hemoglobin mg/dL
- ✓ ≤ 1 EU/mL
- ✓ Sterility Tested
- ✓ Biochemical panel

