

Sporigam[®] Indicadores Biologicos.



Gamma Biolabs (Sporigam).

- Indicadores biológicos en tira, ampolleta o vial.
- Incubadora para indicadores biológicos.



Sporigam[®] Indicadores Biologicos.

Código.	Descripción.	Presentación.
AMPOLLETAS DE SPORIGAM INDICADOR BIOLOGICO Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 Para calor húmedo (vapor).		
IB-1.1	Geobacillus stearothermophilus 10 ⁵ UFC/ml	Caja con 50 pruebas.
IB-1	Geobacillus stearothermophilus 10 ⁶ UFC/ml	Caja con 50 pruebas.
C-N	Ampolletas CONTROL NEGATIVO	1 pieza
TIRAS DE SPORIGAM INDICADOR BIOLOGICO Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 Para calor húmedo (vapor).		
IB-4	Geobacillus stearothermophilus 10 ⁶ UFC	Caja con 100 pruebas.



Sporigam[®] Indicadores Biologicos.

Código.	Descripción.	Presentación.
VIAL DE SPORIGAM INDICADOR BIOLOGICO <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 Para calor húmedo (vapor).		
IB-2	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> 10 ⁶ UFC	Caja con 50 pruebas.
TIRAS DE SPORIGAM INDICADOR BIOLOGICO <i>Bacillus atrophaeus</i> ATCC 9372 Para óxido de etileno y calor seco.		
IB-5	<i>Bacillus atrophaeus</i> 10 ⁶ UFC	Caja con 100 pruebas.
VIAL DE SPORIGAM INDICADOR BIOLOGICO <i>Bacillus atrophaeus</i> ATCC 9372 Para óxido de etileno.		
IB-3	<i>Bacillus atrophaeus</i> 10 ⁶ UFC	Caja con 50 pruebas.
INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS.		
INC	GAMMA BIOLABS B80 Sporigam	1 pieza.

