



Medios de cultivo preparados, membranas, cajas petri, medios de transporte y más.

“Técnicas microbiológicas enfocadas a la industria”

En D Q Microbiología Laboratorios, somos conscientes de los requerimientos de la industria y que son críticos, por ende, requieren que la respuesta de su canal de proveduría sea efectivo. Con esta premisa nace Microculture-Test®, marca que es propiedad industrial de D Q Microbiología Laboratorios con la intención de poder controlar de primera línea los temas de producción de los requerimientos de nuestros clientes.


Microculture-Test es una marca registrada en 2016 y que ha crecido exponencialmente en la industria de alimentos y en los últimos dos años también en la industria farmacéutica.





Filtración por membrana. Placa de 60x15mm.

Código	Descripción	Presentación
2126	Agar m-Green 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de hongos y levaduras de interés sanitario, por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2129	Agar TGE 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos mesofílicos aerobios por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2134	Agar ENDO 60x15 mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos totales (fecales y de vida libre) por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2153	Agar Cetrimida 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para la identificación e <i>Pseudomona aeruginosa</i> , por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2130	Agar Suero de Naranja 60x15mm, pH=4.0, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el conteo de microorganismos acidúricos presentes en productos cítricos, por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2137	Agar PRY 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST*, (Medio de cultivo para el recuento de Levaduras resistentes a conservadores, por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2132	Agar Tergitol 7 60x15mm, marca MICROCULTURE TEST, (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos totales (fecales y de vida libre) por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2142	Agar Cromogénico 60x15mm, marca MICROCULTURE TEST* (Para a identificación de <i>E. coli</i> y otro coliformes (MIC).	Caja con 50
2145	Agar MRS 60x15mm, marca MICROCULTURE TEST*, (Medio de cultivo para el aislamiento de bacterias ácido lácticas por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2150	Agar Métodos Estándar (Agar PCA) sin glucosa , 60x15mm, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de bacterias presentes en agua por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50





Filtración por membrana. Placa de 60x15 y medio preparado en ampolletas de 3ml.

Código	Descripción	Presentación
2152	Agar Soya Trypticaseína 60x15mm, marca MICRO CULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos mesofílicos aerobios por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2160	Agar Cetrimida con Ac. nalidixico , 60x15mm, marca MICRO CULTURE TEST, (Medio de cultivo diferencial para la identificación <i>P. aeruginosa</i> por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2164	Agar Tryptosa Sulfito Ciclosetrina , 60x15mm, marca MICRO CULTURE TEST, (Medio de cultivo para la identificación de bacterias reductoras de sulfato a sulfito <i>Clostridium perfringens</i>).	Caja con 50
2146	Agar Slanetz Bartley , 60x15mm, marca MICRO CULTURE TEST, (Medio de cultivo para el recuento de microorganismos <i>Enterococcus faecalis</i> en agua por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2158	Agar Métodos Estándar 60x15mm (Cuenta Estándar, Agar Cuenta en placa o TGE) con glucosa, marca MICRO CULTURE-TEST ^{MR} , (Medio de cultivo para el recuento en placa de bacterias presentes en alimentos y agua por la técnica de filtración por membrana).	Caja con 50
2126-A	Medio de cultivo Caldo m- Green , frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2129-A	Caldo TGE frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2134-A	Caldo ENDO frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2153-A	Caldo Cetrimida frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50
2154-A	Caldo m-FC frasco ampolleta 3 ml, MICRO CULTURE TEST.	Caja con 50





Filtración por membrana. Medios preparados en ampollitas, membranas de filtración y accesorios.

Código	Descripción	Presentación
2155-A	Caldo Suero de naranja (Ph=4) frasco ampollita 3 ml, MICROCULTURE TEST, Cat:, caja con 50 ampollitas.	Con 50
1910-A	Caldo PRY frasco ampollita 3 ml, MICROCULTURE TEST, Cat:, caja con 50 ampollitas.	Con 50
2160-A	Caldo Ceftriaxona con Ac. nalidixico , frasco ampollita, marca MICROCULTURE TEST, Cat:2160-A , caja con 50 piezas. (Medio de cultivo diferencial para la identificación <i>P. aeruginosa</i> por la técnica de filtración por membrana).	Con 50
2150-A	Caldo Métodos Estándar frasco ampollita sin glucosa, marca MICROCULTURE-TEST ^{MR} , Cat: 2150-A, caja con 50 piezas (Medio de cultivo para el recuento de bacterias presentes en agua por la técnica de filtración por membrana).	Con 50
2142-A	Caldo Cromogénico para a identificación de <i>E. coli</i> y otro coliformes (MIC), frasco ampollita de 3ml, caja con 50 pz.	Con 50
MEB045-04	Membrana de nitrato de celulosa, blanca, estéril, cuadro negro, 0.45um poro, 47mm de diámetro Ø. Marca Microculture-Test.	Caja con 100
MEN080-05	Membrana de nitrato de celulosa, negra, estéril, cuadro blanco, 0.80um poro, 47mm de diámetro Ø. Marca Microculture-Test.	Caja con 100
MFS501030	Unidad de filtración de polisulfona, con baso de 300ml con tapa para membrana de 47mm.	1 Pieza
S/C	Unidad esterilizadora de microondas, certificado, 1.5 pies cúbicos, voltaje 120V, 60HZ, 1650 watts, pieza.	1 Equipo
VAR08901-08921	Kit de Guayacol, medio YSG, COSMO BIO, (Para detección de microorganismos, ácido-resistentes y termo resistentes).	1Kit





Medios de cultivo preparados, monitoreo ambiental.
Placa de 90x15 y Equipos para Monitoreo.

Código	Descripción	Presentación
2068	Agar Rosa de Bengala con Cloranfenicol , marca MICROCULTURE-TEST*, (Para la recuperación de Hongos y Levaduras por monitoreo ambiental).	Con 10
2069	Agar Mac Conkey , marca MICROCULTURE-TEST*, (Para la recuperación de Coliformes Totales por monitoreo ambiental).	Con 10
2070	Agar Métodos Estándar , marca MICROCULTURE-TEST*, (Para la recuperación de microorganismos mesofílicos aerobios (cuenta total) por monitoreo ambiental).	Con 10
2071	Agar Papa Dextrosa , MICROCULTURE-TEST*	Con 10
2073	Agar Bilis Rojo Violeta (Lactosa) , MICROCULTURE TEST, (Para la recuperación de Enterobacterias por monitoreo ambiental).	Con 10
2072	Agar Bilis Rojo Violeta (Glucosa) , MICROCULTURE TEST, (Para la recuperación de Enterobacterias por monitoreo ambiental).	Con 10
206K	TRIO.BAS TM MONO 200 "Petri Pack" Versión de Inducción.	1 equipo
226K	TRIO.BAS TM DUO 200 "Petri Pack" Versión de Inducción.	1 equipo





Medios de cultivo preparados, monitoreo ambiental.
Placa de 90x15 y placa de contacto.

Código	Descripción	Presentación
MCPI-02	Agar Soya Trypticaseína con Lecitina y Polisorbato 80, <u>placa de contacto</u> irradiada.	Con 10
MCPI-03	Agar Dextrosa Sabouraud con Lecitina y Polisorbato 80, placa de <u>contacto irradiada</u> .	Con 10
MCPI-08	Agar Bilis Rojo Violeta con <u>Glucosa</u> , <u>placa de contacto</u> .	Con 10
MCPI-09	Agar Bilis Rojo Violeta con <u>Lactosa</u> , <u>placa de contacto</u> .	Con 10
MCPI-04	Agar Soya Trypticaseína con lecitina y Polisorbato 80, placa <u>90X15mm</u> , irradiada.	Con 10
MCPI-05	Agar Soya Trypticaseína 80, placa <u>90x15mm</u> , <u>irradiada</u> .	Con 10
MCPI-06	Agar Dextrosa Saouraud, placa <u>90x15mm irradiada</u> .	Con 10
MCPI-07	Agar Soya Trypticaseína con Lecitina y Polisorbato 80, placa de <u>90X15 irradiada</u> .	Con 10
MCPI-10	Agar Dextrosa Saboraud con Lecitina y Polisorbato 80, placa de <u>90X15 irradiada</u> .	Con 10

